


Micro Instruments
显微外科



QUALITY
OUR WAY TO SUCCESS

Micro Instruments



显微镊
micro forceps
curved
ZD270RN/T
125×0.1, 弯型
ZD276RN/T
125×0.3, 弯型
ZD278RN/T
140×0.15, 弯型
ZD282RN/T
140×0.3, 弯型
ZD287RN/T
160×0.4, 弯型
ZD290RN/T
160×0.15, 弯型
ZD342RN/T
180×0.3, 弯型
ZD348RN/T
160×0.3, 弯型



显微镊
micro forceps
straight
ZD271RN/T
125×0.1, 直型
ZD277RN/T
125×0.3, 直型
ZD279RN/T
140×0.15, 直型
ZD284RN/T
140×0.3, 直型
ZD286RN/T
160×0.4, 直型
ZD291RN/T
160×0.15, 直型
ZD343RN/T
180×0.3, 直型
ZD349RN/T
160×0.3, 直型



显微镊
micro forceps
curved
ZD280RN/T
140×0.15, 弯平台
ZD283RN/T
140×0.3, 弯平台
ZD295RN/T
160×0.4, 弯平台
ZD297RN/T
160×0.8, 弯平台
ZD340RN/T
180×0.3, 弯平台
ZD346RN/T
160×0.3, 弯平台



显微镊
micro forceps, straight
ZD281RN/T
140×0.15, 直平台
ZD285RN/T
140×0.3, 直平台
ZD294RN/T
160×0.4, 直平台
ZD296RN/T
160×0.8, 直平台
ZD341RN/T
180×0.3, 直平台
ZD347RN/T
160×0.3, 直平台



显微镊
micro forceps
curved
ZD274RN/T
125×0.3, 弯抱口
ZD355RB/T
135×0.3, 弯抱口



显微镊
micro forceps
straight
ZD275RN/T
125×0.3, 直抱口
ZD354RB/T
125×0.3, 直抱口



显微镊
micro forceps, straight
ZD260T
140×Φ1, 直环形
ZD261T
180×Φ2, 直环形



显微镊
micro forceps, straight
ZD267T
140×0.4, 直平台, 精细型
ZD268T
140×0.3, 直平台, 精细型
ZD269T
140×0.3, 弯平台, 精细型



结合式阻血夹 (显微止血夹)
Vessel clamp, straight
ZF2201RN
3cm直
ZF2210RN
5.7cm弯
ZF2202RN
3.7cm直
ZF2214RN
6cm弯
ZF2203RN
4.5cm直
ZF2215RN
6.5cm弯
ZF2205RN
5.7cm直
ZF2204RN
7cm弯
ZF2208RN
6cm直
ZF2206RN
6.5cm直
ZF2212RN
7cm直
ZF2207RN
3cm弯
ZF2200RN
3.7cm弯
ZF2213RN
4.5cm弯



显微止血夹
Bulldog, spring
ZL422R/RN
50, 弹簧式



显微止血夹
Vessel clamp
ZF560R/RN
20×1.2
ZF561R/RN
17×1
ZF562R/RN
20×1



显微止血夹
Vessel clip, straight
ZF563R
20



显微止血夹
Vessel clip, angled
ZF564R
20, 斜头



显微止血夹
Vessel clip
ZF565R
15, 钢丝式



显微止血夹
Vessel clip, spring
ZF566R
16, 弹簧式



显微止血夹
Vessel clip
ZF2194RN
16×0.8, 直头, 方尾5.5
ZF2195RN
16×0.5, 直头, 圆尾5
ZF2196RN
18×1, 直头, 圆尾8



结合式阻血夹
(显微止血夹)
Vessel clamp
curved

ZL420R/RN
30
ZL421R/RN
40



显微合拢器
Vessel approximator

ZF611RN
杆长30, 夹18×1, 直头
ZF612RN
杆长22, 夹18×1, 直头
ZF613RN
杆长15, 夹18×1, 直头
ZF2190RN
杆长12, 夹长16×1, 直头

ZF2191RN
杆长20, 夹长16×1, 直头
ZF2192RN
杆长25, 夹长16×1, 直头
ZF2193RN
杆长14, 夹长18×1, 头角弯



显微合拢器
Vessel approximator
ZF614R



显微合拢器
Vessel approximator
ZF610R



辊轴植皮刀
Dermatome knife

ZA717R
80
ZA718R
配80mm取皮刀
ZA720R
160
ZA721R
配80mm取皮刀



神经断端切除刀
Nerve cutting knife

ZB701R/RN
170



合拢夹持镊
Holding forceps

ZD303R/RN
110×12



止血夹镊
Vessel clip

ZF2209RN
100×4, 直头



显微牵线夹
Micro vessel clip

ZF2217RN
25×1, 直头, 圆尾11



微血管扩张镊
Micro vessel dilating
forceps, cross section

ZD305R/RN
100×0.5
ZD306R/RN
100×1.5



无牙血管镊
Micro forceps

ZD331R/RN
110×0.2
ZD505R
80×0.3



有牙血管镊
Micro forceps

ZD332R
110×0.6



显微组织剪
Tissue scissors
straight,with teeth

ZF2663RB/T
125, 直型, 带齿
ZF2664RB/T
125, 弯型, 带齿
ZF2665RB/T
140, 直型, 带齿
ZF2677RB/T
140, 弯型, 带齿
ZF2667RB/T
160, 直型, 带齿

ZF2668RB/T
160, 弯型, 带齿
ZF2669RB/T
180, 直型, 带齿
ZF2670RB/T
180, 弯型, 带齿
ZF2671RB/T
200, 直型, 带齿
ZF2672RB/T
200, 弯型, 带齿



显微组织剪
Tissue scissors
double-joint
with teeth

ZF2673RB/T
150, 直型
双关节笔式, 带齿
ZF2674RB/T
150, 弯型
双关节笔式, 带齿
ZF2675RB/T
180, 直型
双关节笔式, 带齿
ZF2676RB/T
180, 弯型
双关节笔式, 带齿



显微组织剪
tissue scissors
curved,with teeth

ZF033T
140, 弯精细型



显微持针钳
Micro needle
holder forceps
straight

ZF2632RB/T
140×0.6
带剪, 直型
ZF2633RB/T
160×0.6
带剪, 直型
ZF2634RB/T
180×0.6
带剪, 直型
ZF2635RB/T
200×0.6
带剪, 直型



显微组织剪
tissue scissors
straight,with teeth

ZF009RN/T
125, 直型
ZF016RN/T
160, 直型
ZF100RN/T
140, 直型



显微组织剪
tissue scissors
curved,with teeth

ZF010RN/T
125, 弯型
ZF017RN/T
160, 弯型
ZF101RN/T
140, 弯型



显微组织剪
tissue scissors
straight,with teeth

ZF032T
140, 直精细型



显微持针钳
Micro needle holder
forceps,straight

ZF2600RB/T
125×0.4, 直型
ZF2601RB/T
125×0.4, 弯型
ZF2602RB/T
140×0.4, 直型
ZF2603RB/T
140×0.4, 弯型
ZF2604RB/T
160×0.4, 直型
ZF2605RB/T
160×0.4, 弯型
ZF2608RB/T
160×0.8, 直型
ZF2609RB/T
160×0.8, 弯型
ZF2610RB/T
180×0.4, 直型

ZF2611RB/T
180×0.4, 弯型
ZF2612RB/T
180×0.8, 直型
ZF2613RB/T
180×0.8, 弯型
ZF2614RB/T
200×0.8, 直型
ZF2615RB/T
200×0.8, 弯型
ZF2616RB/T
230×1, 直型
ZF2617RB/T
230×1, 弯型



显微持针钳
Mouth Mirrors

ZF2618RB/T
140×0.4, 自锁, 直型
ZF2619RB/T
140×0.4, 自锁, 弯型
ZF2620RB/T
160×0.4, 自锁, 直型
ZF2621RB/T
160×0.4, 自锁, 弯型
ZF2622RB/T
160×0.8, 自锁, 直型
ZF2623RB/T
160×0.8, 自锁, 弯型
ZF2624RB/T
180×0.4, 自锁, 直型
ZF2625RB/T
180×0.4, 自锁, 弯型
ZF2626RB/T
180×0.8, 自锁, 直型

ZF2627RB/T
180×0.8, 自锁, 弯型
ZF2628RB/T
200×0.8, 自锁, 直型
ZF2629RB/T
200×0.8, 自锁, 弯型
ZF2630RB/T
230×1, 自锁, 直型
ZF2631RB/T
230×1, 自锁, 弯型



显微持针钳
Micro needle holder
forceps, double joint
straight

ZF2636RB/T
150×0.4, 直型
双关节笔式

ZF2637RB/T
150×0.4, 弯型
双关节笔式

ZF2638RB/T
180×0.4, 直型
双关节笔式

ZF2639RB/T
180×0.4, 弯型
双关节笔式



显微持针钳
Micro needle holder
forceps, straight

ZF2640RB
140×0.8, 直型
镶合金片

ZF2641RB
140×0.8, 弯型
镶合金片

ZF2642RB
160×0.8, 直型
镶合金片

ZF2643RB
160×0.8, 弯型
镶合金片

ZF2644RB
180×1, 直型
镶合金片

ZF2645RB
180×1, 弯型
镶合金片

ZF2646RB
200×1.2, 直型
镶合金片

ZF2647RB
200×1.2, 弯型
镶合金片

ZF2648RB
230×1.2, 直型
镶合金片

ZF2649RB
230×1.2, 弯型
镶合金片

ZF2650RB
140×0.8, 直型
自锁, 镶合金片

ZF2651RB
140×0.8, 弯型
自锁, 镶合金片

ZF2652RB
160×0.8, 直型
自锁, 镶合金片

ZF2653RB
160×0.8, 弯型
自锁, 镶合金片

ZF2654RB
180×1, 直型
自锁, 镶合金片

ZF2655RB
180×1, 弯型
自锁, 镶合金片

ZF2656RB
200×1.2, 直型
自锁, 镶合金片

ZF2657RB
200×1.2, 弯型
自锁, 镶合金片

ZF2658RB
230×1.2, 直型
自锁, 镶合金片

ZF2659RB
230×1.2, 弯型
自锁, 镶合金片



显微持针钳
micro needle
holder forceps
straight

ZF238RN/T
140×0.4, 直型
圆柄, 斜纹

ZF2666RB
140×0.4, 直型
圆柄, 正纹



显微持针钳
micro needle holder
forceps, straight

ZF129RN/T
140×0.6, 直, 带剪



指骨剪
Finger scissors

ZK480RB
105 直尖
straight/sharp

ZK481RB
105 弯尖
curved sharp



皮肤拉钩
Skin retractor
single hook

ZT108RN
160×3, 单钩

ZT109RN
160×4, 单钩

ZT110RN
160×5, 单钩

显微外科
Micro Instruments



显微持针钳
Micro needle holder
forceps, straight

ZF123RN/T
125×0.4, 直型

ZF125RN/T
160×0.4, 直型

ZF127RN/T
140×0.4, 直型

ZF234RN/T
140×0.8, 直型

ZF236RN/T
140×0.4, 直型

ZF239RN
160×0.8, 直型

ZF241T
140×0.4, 直型
精细型



显微持针钳
micro needle holder
forceps, curved

ZF124RN/T
125×0.4, 弯型

ZF126RN/T
160×0.4, 弯型

ZF128RN/T
140×0.4, 弯型

ZF235RN/T
140×0.8, 弯型

ZF237RN/T
140×0.4, 弯型

ZF240RN
160×0.8, 弯型

ZF242T
140×0.4, 弯型
精细型



皮肤拉钩
Skin retractor
double hook
sharp

ZT111RN
160×8×5
双钩, 锐



皮肤拉钩
skin retractor
double ended

ZT112RN
160, 双头, 钝
7×22, 9×10



皮肤拉钩
Skin retractor

ZT113RN
160×6×10

ZT114RN
160×5×17

ZT115RN
160×6×20

ZT116RN
160×8×22



皮肤拉钩
Skin retractor
sharp, double
hooks

ZT117RN
160×8×9
双钩, 锐



皮肤拉钩
Skin retractor
sharp, three
hooks

ZT118RN
160×10×9
三钩, 锐



皮肤拉钩
Skin retractor
blunt, three
hooks

ZT121RN
160×10×9
三钩, 钝

显微外科
Micro Instruments



显微外科
Micro Instruments



皮肤拉钩
skin retractor
sharp, four
hooks
ZT119RN
160×12×9
四钩, 锐

皮肤拉钩
Skin retractor
blunt, four hooks
ZT122RN
160×12×9
四钩, 钝


皮肤拉钩
Skin retractor
blunt, double
hooks
ZT120RN
160×8×9
双钩, 钝

皮肤拉钩
Skin retractor
double ended
ZT123RN
160, 双头, 锐
7×23, 9×10
ZT112RN
160, 双头, 钝
7×23, 9×10

皮肤拉钩
Skin retractor
double hooks
sharp
ZT124RN
160×10×5
双钩, 锐

皮肤拉钩
Skin retractor
double ended
ZT125RN
160, 双头
16×6, 11×4

皮肤拉钩
Skin retractor
double hooks
sharp
ZT126RN
120×2×2
双钩, 锐



皮肤拉钩
Skin retractor
single hook
blunt
ZO347R
130, 钝, 单齿

皮肤拉钩
Skin retractor
double tooth
blunt
ZO348R
130, 钝, 双齿

皮肤拉钩
Skin retractor
single teeth
sharp
ZO351R
130, 钩宽5
锐, 单齿

皮肤拉钩
Skin retractor
double tooth
sharp
ZO352R
130, 钩宽5
锐, 双齿

皮肤拉钩
Skin retractor
blunt
ZT107R/RN
170, 钩宽6
钝

皮肤拉钩
Skin retractor
ZT188R/RN
170×8×16
ZT189R/RN
180×12×14

显微钩
Micro hook
ZT098R
130, 钩Φ0.7×4
ZT099R
130, 钩Φ1×8



显微外科
Micro Instruments

冲洗针
Vessel irrigation
needle, flat
ZF915R
4#
ZF916R
5#
ZF917R
6#
ZF918R
7#
ZF919R
8#

冲洗针
Vessel irrigation
needle, conical
ZF910R
1.2
ZF911R
2.8

微创牵开器
Finsen self retaining
retractor, blunt
ZV003R
50, 3×3钩

自动牵开器
Jansen self retaining
retractor, sharp
ZV028R
70, 4×4钩, 手部

肌腱夹持钳 (滑车钳)
Tendon holding forceps
ZK960R
150

刀片夹持钳
Blade holding forceps
ZO926R
120弹簧式

骨膜剥离器
Howarth bone
raspatory, sharp/blunt
ZO171R/RN
180×4×5, 双头



刀片夹持器
Blade holding forceps
ZO072RN
125, 弹簧式, 滚花柄

持针钳
Halsey needleholder
ZM206R/RN
125, 精细

持针钳
Halsey needleholder
ZM207R/RN
120, 无锁止牙, 精细

持针钳
Halsey needleholder
ZM208R/RN
125, 小血管



探针
Probe with eye

ZM036AG
180, 球头

探针
Probe with eye

ZM113R
120, 双头

剥离器
Tendon stripper


ZK952R/RN
170×3.5, 肌腱, 上层
ZK953R/RN
170×5, 肌腱, 上层

剥离器
Tendon stripper

ZK954R/RN
170×3.5, 肌腱, 下层
ZK955R/RN
170×5, 肌腱, 下层

剥离器
Tendon stripper

ZK956R/RN
220×6×4, 掌上肌腱



止血钳
Micro halsted delicate
haemostatic forceps

ZH108R/RN
125, 直型, 精细, 蚊式
ZH109R/RN
125, 弯型, 精细, 蚊式

微血管钩
Vessel retractor

ZF2219RN
36×Φ0.4×1.5
无柄

微血管钩
Vessel retractor

ZF2220RN
130×Φ0.4×1.5
有柄

微血管叉
Vessel fork, straight

ZF2225RN
直, 无柄

微血管叉
Vessel fork
curved

ZF2226RN
弯, 无柄

微血管扩张器
Vessel dilator

ZF2231RN
32, U形槽宽1, 无柄

微血管扩张冲洗器
Vessel irrigator

ZF2232RN
120, U形槽宽0.5
ZF2233RN
120, U形槽宽0.8

冲洗器
Irrigator

ZF2234

调节紧束器
Adjustor

ZF2238RN
110





小血管测量尺
Vessel gauge
ZF2240RN
测量范围：0-30



肌腱缝合用钢丝穿刺针
wire needle
ZK957R
40×0.8
ZK958R
40×1.4



吻合夹
Vessel suturing clamp

- ZL080R**
95×1.5
- ZL081R**
95×2
- ZL082R**
95×2.5
- ZL083R**
95×3
- ZL084R**
110×3.5
- ZL085R**
110×4
- ZL086R**
110×5
- ZL087R**
110×6



吻合夹
Vessel suturing clamp


- ZL088R**
120×7
- ZL089R**
120×8
- ZL090R**
120×9.5
- ZL091R**
120×11



吻合夹长方柄
Clamp handle
ZL098R
100



弹性手柄
Handle, spring
ZL099R
110



钛吻合轮
vessel suturing rings titanium

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| ZL060T
Φ1.5 | ZL063T
Φ3 | ZL066T
Φ5 | ZL069T
Φ8 |
| ZL061T
Φ2 | ZL064T
Φ3.5 | ZL067T
Φ6 | ZL070T
Φ9.5 |
| ZL062T
Φ2.5 | ZL065T
Φ4 | ZL068T
Φ7 | ZL071T
Φ11 |



按针头
Vessel pressing hook
ZL100R
小号
ZL101R
大号



挂钩头
Vessel pulling hook
ZL102R
小号
ZL103R
大号



神经切断夹持钳
nerve holding forceps
ZK965R
120×3
ZK966R/RN
130×6



显微外科
Micro Instruments



双头指骨起子
bone lever
double-ended
ZK200R
185



吻合轮抱合钳
Nail holding forceps
ZL095R
170×4
ZL096R
170×7.2
ZL097R
170×12.4