

世界上最温暖的地方



婴儿转运系统解决方案

SOLUTIONS FOR INFANT TRANSPORT SYSTEM

万容机械有限公司

WANROOE MACHINERY CO., LTD.

Add: Room1311,1313, Guotai New World Plaza, No19,
East Renmin Road,Zhangjiagang, Jiangsu, China.

Tel:+86 512 58810860

Fax:+ 86 512 58810663

Email:info@wanrooemed.com

Http://wanrooemed.com





产品简介

- 两种温控** 具有箱温和肤温两种温度控制模式；
- 分屏显示** 设置温度、箱内温度、皮肤温度、蓄电池容量分屏显示；
- 超温保护** 独立的超温保护系统；
- 故障报警** 产品具有自检功能，多种故障报警提示；
- 三种供电** 具有交流、直流和蓄电池三种供电模式；
- 多种电源** 交、直流电源可交互使用，可连接DC12V或DC24V车载电源；
- 有机玻璃** 采用进口有机玻璃；
- 恒温侧门** 双层恒温罩，开有侧门，婴儿床可从侧面拉出；
- 高度调节** 手推车具有高度调节、减震、锁定功能；
- 温度校正** 前面板具有温度校正功能；
- 正门锁定** 具有正门独立锁定装置；
- 供氧装置** 具有供氧装置；
- 照明设施** 具有照明灯；
- 跨越模式** 可选配>37℃温度跨越模式设置。

Product brief introduction

- Air mode and baby mode servo-controlled by micro-computer;
- Set temperature, air temperature, baby temperature and internal battery capacity can be displayed separately ;
- Independent over-temp protection system;
- Self-check function, multiple failure alarm indications;
- Three power supply modes: AC power, DC power and battery;
- Use AC power and DC power alternatively, DC 12V or DC 24V power on the ambulance;
- Imported plexiglass;
- Double wall hood with side door so that the bassinet can be pulled out;
- Functions of trolley: height adjustment, damping and lock;
- The front panel with temperature correction functions;
- The front door can be locked independently;
- With oxygen supply device;
- With observation lamp;
- >37℃ temperature set function is optional.

为婴儿患者提供转运平台，该平台除配置转运培养箱外，同时还整合了生命体征监护、呼吸复苏急救以及生命维持等设备，旨在实现婴儿转运在临床应用上的整体解决方案，提供更加安全和便捷的转运方式。

基本配置

主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、照明灯、输液架），救护车型手推车，供氧系统。

可选配置

- 可配置呼吸机：**提供呼吸辅助支持，集成空气压缩机；
- 可配置监护仪：**监测婴儿生理体征参数；
- 可配置低压吸引器：**吸取婴儿粘液；
- 可配置注射泵：**实现高精度，平稳无脉动的液体注射；
- 可配置输液泵：**满足多种情况的输液要求，操作更为灵活简便；
- 可配置湿化器：**增加气源湿度；
- 可配置托盘：**放置仪器或物品。

Standard configuration

Main body (including baby compartment, base, controller, observation lamp and I.V. Pole), ambulance trolley, oxygen supply system.

Optional

- Ventilator:** Provide breathing support, integrated air compressor;
- Monitor:** Monitoring infant vital signs parameters;
- Low pressure suction unit:** Remove baby’ s mucus;
- Injection pump:** To achieve high accuracy, smooth pulse-free liquid injection;
- Infusion pump:** Meet variety of transfusion requirements , more flexible and easier for operation;
- Humidifier:** Increase air source humidity;
- Tray:** Lay instruments or items.